	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 13485 NIT. 830.041.488 - 7	Doc. No. : FT / DT / 004
		Versión: 1
	FICHA TÉCNICA GUANTE NITRILO PARA EXAMEN	Fecha : 30 / 04 / 2.008
		Página : 2 De 2

ESPECIFICACIÓN, DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO

Nombre del dispositivo médico: GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN.

Clase de riesgo: Clase I

Marca: ALFA SAFE



DESCRIPCIÓN:

Los guantes de nitrilo están compuestos por copolímeros de butadieno y acrilnitrilo proporcionando una resistencia excelente a una amplia gama de disolventes, productos químicos peligrosos, pinchados, corte, desgarro y abrasión.

Guantes de Nitrilo Libres de Polvo, texturizados en dedos, de un gramaje de 5.5g/guante y puño con reborde para una protección extra y para minimizar el deslizamiento, superficie texturizada para mejor manejo, cuando el guante está húmedo, el suave material elástico resulta más fresco y de uso más cómodo y flexible, pieles sensibles: no contiene proteínas del látex. Se elimina la sensibilización de la piel por proteínas, agarre excelente tanto en situaciones húmedas como en seco, Ambidextros: Se ajustan a ambas manos indistintamente, fabricados en Nitrato de Butadieno (Nitrilo)
Guantes de máxima seguridad e impermeable con gran resistencia a la perforación.

BASES DEL TEST: los guantes de Nitrilo para examen cumplen con la norma **ISO ASTM-D3578**



PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Display de 100 unidades de guante en tallas **S, M, L**
Caja plegadiza x 100 unidades (50 pares)
10 cajas plegadizas por cartón (500 pares)
Caja: Cartón corrugado de doble capa.

Vida útil: 5 Años a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el empaque este intacto, con las condiciones de Almacenamientos adecuadas.

Condición almacenamiento:

Malas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos y heridas a los usuarios.
Almacene en lugar fresco y seco.

 	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 13485 NIT. 830.041.488 - 7	Doc. No. : FT / DT / 004
		Versión: 1
	FICHA TÉCNICA GUANTE NITRILO PARA EXAMEN	Fecha : 30 / 04 / 2.008
		Página : 2 De 2

TEMPERATURA: MÁXIMA 32C°

HUMEDAD: MÁXIMA 70%

Registro Sanitario: INVIMA 2007DM-0000753 **VIGENTE HASTA:** 12 JULIO 2017

Tipo de registro: IMPORTAR Y VENDER

Clase de riesgo: Clase IIa

Códigos de barras:

770722836061	1	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 - TALLA S
770722836062	8	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 - TALLA M
770722836063	5	GUANTE DE NITRILO CAJA X 100 - TALLA L

Usos:

Los guantes de nitrilo son utilizados en procedimientos médico quirúrgicos por su alta tolerancia a temperaturas -4C° y 150 C° característico por su impermeabilidad a gases, agua, estabilidad y excelente duración contra el ozono resistencia a al puntuación y el desgarro.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

Antes de usar guantes hay que retirar anillos, relojes y pulseras que pueden romperlos lavar y secar las manos.

No se deben aplicar cremas antes de colocarse los Guantes (que pueden alterar las propiedades del guante).

Una vez abierta la caja utilizar los guantes en el menor tiempo posible Ya que es posible que se contamine.

Para su manipulación evite el contacto con solventes orgánicos y aceites.

AVENIDA CARRERA 97 No. 24 C – 51 BODEGA No. 8 CENTRO EMPRESARIAL MUELLE INDUSTRIAL – BOGOTÁ D.C.,
COLOMBIA

TELÉFONOS / FAX: 4185859 – 4185869 – 4185879 – 4218297.

E-MAIL: servicioalcliente@alfatrading.com.co

www.alfasafe.com